

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 15 мая 2020 года

№ ФСР 2010/07858

Лист 1

На медицинское изделие

Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ по ТУ 9398-017-18037666-2005:

Варианты исполнения:

1. С антимикробным покрытием и с металлическим проводником.

В составе:

- катетер одного типоразмера - 1 шт.
- проводник металлический]-образный - 1 шт.
- игла интродьюсерная - 1 шт.
- дилататор - 1 шт.
- фиксатор любого вида - 1 шт.
- зажим - 1 шт.
- инъекционная заглушка - 1 шт.
- инструкция по применению.
- этикетка.

2. С антимикробным покрытием и с пластмассовым проводником.

В составе:

- катетер одного типоразмера - 1 шт.
- проводник пластмассовый - 1 шт.
- игла интродьюсерная - 1 шт.
- дилататор - 1 шт.
- фиксатор любого вида - 1 шт.
- зажим - 1 шт.
- направитель для пластмассового проводника - 1 шт.
- инъекционная заглушка - 1 шт.
- инструкция по применению.
- этикетка.

3. Без антимикробного покрытия и с металлическим проводником.

В составе:

- катетер одного типоразмера - 1 шт.
- проводник металлический]-образный - 1 шт.
- игла интродьюсерная - 1 шт.
- дилататор - 1 шт.
- фиксатор любого вида - 1 шт.
- зажим - 1 шт.
- инъекционная заглушка - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0066758


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 15 мая 2020 года

№ ФСР 2010/07858

Лист 2

- инструкция по применению.
- этикетка.
- 4. Без антимикробного покрытия и с пластмассовым проводником.
- В составе:
 - катетер одного типоразмера - 1 шт.
 - проводник пластмассовый - 1 шт.
 - игла интродьюсерная - 1 шт.
 - дилататор - 1 шт.
 - фиксатор любого вида - 1 шт.
 - зажим - 1 шт.
 - направитель для пластмассового проводника - 1 шт.
 - инъекционная заглушка - 1 шт.
 - инструкция по применению.
 - этикетка.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0066759



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСР 2010/07858

от 15 мая 2020 года

На медицинское изделие

**Набор для катетеризации подключичных и яремных вен, стерильный КПРВ
по ТУ 9398-017-18037666-2005**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил"), Россия,
141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А,
помещ. П/1**

Производитель

**Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил"), Россия,
141018, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А,
помещ. П/1**

Место производства медицинского изделия

**АО "МедСил", 141336, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
п. Реммаш, ул. Институтская д. 24**

Номер регистрационного досье № РД-30485/77764 от 16.12.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 15 мая 2020 года № 3943
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0046344